

NICTAVI Tarsus Patch

La soluzione per mantenere
la palpebra chiusa



Dispositivo medico monouso.
Uso diurno o notturno.
Fino a 12 ore continue.

l'acuité
Per i tuoi occhi

NICTAVI si applica sulla palpebra superiore chiusa, sotto il sopracciglio, aderendo perfettamente alla palpebra.



1. La superficie della palpebra deve essere pulita e asciutta prima di applicare il cerotto.
2. Rimuovere la pellicola antiaderente seguendo la direzione delle frecce.
3. Centrare il cerotto NICTAVI sulla palpebra superiore chiusa, sopra le ciglia.
4. Strofinare delicatamente affinché aderisca correttamente alla palpebra.
5. Per rimuoverlo, passare delicatamente il dito su ciascun bordo laterale del cerotto. La rimozione è indolore e non lascia residui.
6. Smaltire il cerotto una volta rimosso dalla palpebra.



**Distribuito da
NEW TECH SPA**

tel. 02/27400.363 |

servizio.clienti@newtechspa.it

www.newtechspa.it