



SteriCap® - INIEZIONI INTRAVITREALI CON AGO PROTETTO

SteriCap®: Drug delivery, sicura, precisa, senza dolore.


SteriCap® di Ocuject è un'ago corto da 33-gauge con punta tagliata a becco di flauto, con un profilo estremamente tagliente. L'ago di SteriCap® ha una protezione meccanica sterile, al cui interno troviamo una molla precaricata che funge sia da ammortizzatore che da limitatore di forza.

Il sistema di protezione dell'ago previene la possibilità che l'ago possa essere contaminato dal contatto con le palpebre e le ciglia e dalla contaminazione aerea; cosa che non può essere garantita utilizzando un blefarostato o retraendo le palpebre manualmente.


Durante le iniezioni intravitreali, SteriCap® protegge l'ago fornendo una barriera meccanica contro qualsiasi tipo di contaminazione con l'ambiente esterno; il meccanismo a molla garantisce un'iniezione rapida ed indolore senza alcun tipo di traccia o segno sulla congiuntiva.



SteriCap®33 Gauge Vs Ago Standard da 30 Gauge



SteriCap® 33 Gauge, sblocco ed innesto dell'ago.



Misuratori radiali, sul cappuccio di protezione, per i reperi anatomici.

Un piccolo cambiamento, molti vantaggi.

- Le iniezioni intravitreali eseguite con SteriCap®, sono meglio tollerate dai pazienti.
- Il dolore ed il disagio del paziente vengono minimizzati.
- Procedure più veloci e sicure
- Iniezioni più precise e la drug delivery risulta essere più accurata

Distributore per l'Italia:



Via Grandi, 23 – 20055

Vimodrone (MI) – ITALY

Tel. +39 0227400363

servizio.clienti@newtechspa.it

Seguici anche su:

www.newtechspa.it

LinkedIn

YouTube