


NUOVO


# plusoptix A20

## AUTOREFRATTOMETRO BINOCULARE PORTATILE




1 m  
3 ft





RISULTATI MISURAZIONE



FUNZIONE DI ANISOMETRO



MODALITÀ ZOOM



OTTOTIPO INCORPORATO



INTERFACCIA WIFI  
PER LA TRASMISSIONE  
DI DATI



## CAMPO DI MISURAZIONE E TOLLERANZA

Sfera	Da -7 a +5 dpt; in 0,25 dpt con incrementi di $\pm 0,25$ dpt
Cilindro	Da -7 a +5 dpt; in 0,25 dpt con incrementi di $\pm 0,25$ dpt
Asse	Da 1 a 180°; con incrementi di $1^\circ \pm 15^\circ$
Diametro pupille	Da 3 a 8 mm; con incrementi in $0,1 \text{ mm} \pm 5 \%$
Distanza interpupillare	Da 25 a 85 mm; con incrementi in $0,1 \text{ mm} \pm 5 \%$
Asimmetria dello sguardo	Da 0 a 25°; con incrementi in $0,1^\circ \pm 2,62^\circ$
Inclinazione della testa	Da -71 a +71°; in passi di $1^\circ \pm 0,75^\circ$ .
Direzione dello sguardo	Da 30 a +30° per una dimensione pupillare di 5 mm; in passi di $0,1^\circ \pm 1,85^\circ$ .